




## MELAG BASISKORB MIT INJEKTORSCHIENE FÜR MELATHERM 10

inkl. Blindschrauben

Artikelnummer: 200050

Hersteller: Melag

UVP: 860,00 €

**Preis: 714,04 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Basiskorb für MELAtherm 10 ist ausgestattet mit einer Injektorschiene und elf Blindschrauben. Er wird verwendet, wenn Hohlkörperinstrumente durchgespült werden müssen. Die Instrumente werden dann durch Adapter oder andere Anschlusselemente an der Injektorschiene befestigt.

Hinweis: Bei Hohlkörperinstrumenten mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,8 Millimetern ist der Einsatz von Filtereinsätzen erforderlich.

Hinweis: Der Betrieb des Basiskorbes mit Injektorschiene und Blindschrauben aus Kunststoff ist laut Herstellerangabe nur für die erste Inbetriebnahme, maximal drei Wochen zulässig. Danach müssen die Blindschrauben durch Verschlusschrauben aus Edelstahl oder geeignetes Zubehör ersetzt werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 43 cm x 42 cm x 9 cm

Fachbereich: Gynäkologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate