




MELAG BASISKORB MIT INJEKTORSCHIENE UND 2 ZENTRALFILTERN

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200215

Hersteller: Melag

UVP: 1.301,00 €

Preis: 1.127,74 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Basiskorb mit Injektorschiene wird für die Aufbereitung im MELAtherm 10 genutzt. Er wird für die Reinigung von Hohlkörperinstrumenten mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,8 Millimetern verwendet, wofür die Instrumente jeweils mit Adaptern an die Injektorschiene angebracht werden.

Die Injektorschiene bietet mit Distanzhülsen die Möglichkeit, bis zu neun Dreifachverteiler, Zweifachverteiler oder Universal-Adapter aufzunehmen und so die gleichzeitige Reinigung von großen Mengen Instrumentarium zu ermöglichen. Vor der Bestückung mit Adaptern muss der Zentralfilter entnommen werden, erst nach der vollständigen Auslastung aller Anschlüsse der Injektorschiene kann der Filter wieder eingedreht werden.

Es liegt ein zweiter Zentralfilter bei, um bei nötigem Filterwechsel eine unterbrechungsfreie Weiterarbeit in der Praxis gewährleisten zu können. Die Einsatzdauer eines Filters ist abhängig von der Einsatzhäufigkeit, der Bestückung der Schiene, der Wasserqualität und dem Verschmutzungsgrad der Instrumente. Die Intervalle eines Filterwechsels sind daher sehr individuell, spätestens nach einem Jahr sollte der Filter allerdings ausgetauscht werden,

um nach wir vor optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 43 cm x 42 cm x 9 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate