



MELAG CLEANFINITY FILTER, INKL. REINIGUNGSBÜRSTE

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 202641

Hersteller: Melag

UVP: 395,00 €

Preis: 313,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Cleanfinity Filter von MELAG ist die dauerhafte Filter-Lösung für die Injektorschiene im Basiskorb des MELAtherm 10. Der reinigbare Zentralfilter dient der Feinfiltration bei der Instrumentenaufbereitung, die bei Hohlkörperinstrumenten mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,8 Millimetern erforderlich ist. Die integrierte Kontrollanzeige signalisiert, ob der Filter gereinigt werden muss. Die Reinigung kann dann zuerst mit der mitgelieferten Reinigungsbürste erfolgen, danach kann der Filter aufbereitet werden und ist wieder einsetzbar.

Der Cleanfinity Filter ist also ein dauerhafter Ersatz für den bisher regelmäßig zu ersetzenden Zentralfilter. Dadurch entstehen keine weiteren Folgekosten

und die Anschaffung amortisiert sich bereits nach kurzer Nutzungsdauer.
Hinweis: Der Austausch des Zentralfilters gegen den Cleanfinity Filter erfordert keine außerplanmäßige Validierung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate