



MELAG EINSATZGESTELL FÜR MELASTORE-TRAYS 50 / 100

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200200

Hersteller: Melag

UVP: 271,00 €

Preis: 231,77 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Einsatzgestell von MELAG dient zur Aufnahme von MELAstore-Trays im Basiskorb während der Aufbereitung im MELAtherm 10. Das Gestell ist nicht stapelbar. Im Einsatzgestell finden bis zu zwölf MELAstore-Trays 50 oder bis zu sechs MELAstore-Trays 100 Platz. Dadurch lassen sich große Mengen von Instrumenten gleichzeitig reinigen und Sie sparen Zeit und Kosten bei der Aufbereitung.

Hinweis: Die Größe des Einsatzgestells entspricht 3/6 des Basiskorbes.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: blau

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 3 MELAstore-Trays 100;3 MELAstore-Trays 200;6 MELAstore-Trays 50