



MELAG HALTEKLAMMERN FÜR FLEX-AUFSATZ

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200079

Hersteller: Melag

UVP: 24,00 €

Preis: 20,87 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Halteklammern passen zu den Flexkorb-Aufsätzen für MELAtherm 10. Die Klammern fixieren den Aufsatz sicher am Flexkorb. Dafür werden die Bügel der Klammer von innen an den Haltegriff des Aufsatzes eingehakt und die Klammer unter den Haltegriff gedrückt.

Hinweis: Für die Befestigung eines Aufsatzes werden jeweils zwei Klammern benötigt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich: HNO

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10; MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate