



## MELAG INJEKTORKORB FLEX 1

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200218

Hersteller: Melag

UVP: 419,00 €

**Preis: 363,13 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Injektorkorb Flex 1 erweitert die Nutzungsmöglichkeiten im MELAtherm 10. Der Korb dient hierbei ausschließlich der Innenreinigung von Ultraschall- und Luftscalerspitzen (z.B. ZEG-Spitzen). Der Injektorkorb ist in der Lage, bis zu sechs Spitzen (Hohlkörper auf Adaptoren) mit Drehmomentschlüsseln aufzunehmen, sofern diese vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung freigegeben wurden.

Der Injektorkorb wird einfach über zwei Anschlussschläuche mit zwei Anschlüssen der Injektorschiene oder zwei Einzelfiltergehäusen verbunden. Er lässt sich auf die Flexkörbe 1, 2, 3 und 6 stapeln, während einer Nutzung dürfen maximal drei Injektorkörbe Flex 1 eingesetzt werden. Die Adapter für Spitzen

werden dann einfach in die freien Anschlüsse geschraubt, die nicht benutzten Anschlüsse sollten mit einer Silikonkappe verschlossen werden.

Hinweis: Die mit dem Injektorkorb Flex 1 aufzubereitenden Instrumente erfordern eine Feinfiltration der Spülflotte. Zur erforderlichen Filtration ist entweder der Basiskorb mit Injektorschiene und Zentralfilter oder der Basiskorb mit Injektorschiene mit zwei zusätzlichen Einzelfiltergehäusen notwendig.

Hinweis: Der Injektorkorb Flex 1 erweitert die Anschlüsse der Injektorschiene und darf daher nicht mit weiteren Mehrfachverteiltern kombiniert werden.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate