




## MELAG MELASTORE-TRAY 100

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200198

Hersteller: Melag

UVP: 210,00 €

**Preis: 193,42 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die MELAstore-Trays dienen der Aufbereitung von größeren Mengen einzelner Instrumente im MELAtherm 10. Das MELAstore-Tray 100 besitzt 14 Instrumenten-Steckplätze und eignet sich ideal für Instrumenten-Sets der Implantologie oder Hand- und Fußchirurgie. Der Deckel verfügt zusätzlich über eine Aussparung für den Griff eines Langenbeck-Wundhakens.

Durch das gleichzeitige Aufbereiten von vielen Instrumenten erhöhen Sie die Beladungskapazität Ihres Gerätes und sorgen so für eine Kosten- und Zeiteinsparung bei der Aufbereitung. Außerdem reduzieren Sie durch den geringeren Verbrauch von Sterilisierverpackungen Materialkosten und Praxisabfall und schonen so die Umwelt. Durch die Nutzung der Trays schützen

Sie das Instrumentarium, aber auch Ihre Praxismitarbeiter.

Die drei enthaltenen, individuell einsetzbaren blauen Silikonstege sorgen für Ordnung innerhalb des Trays, sicheren Halt während der Reinigung und bessere Trocknung des Instrumentariums. Die großflächige Deckellochung ermöglicht beste Reinigungsergebnisse und die Eckenkonstruktion sorgt für bestmöglichen Wasserabfluss für ideale Trocknung.

Hinweis: Nicht für die Reinigung von Hohlkörperinstrumenten geeignet.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 27,5 cm x 17,6 cm x 3 cm

Innenmaße: 27 cm x 17,1 cm x 2,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Gewicht: 0,475 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 14 Instrumente a 27 cm