



MELAG METHERM 55 NEUTRALISATOR C FÜR MELATHERM 10

5 Liter, auf Zitronensäurebasis

Artikelnummer: 200265

Hersteller: Melag

UVP: 69,00 €

Preis: 53,45 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

MEtherm 55 wird für die maschinelle Neutralisation von dentalem, ophthalmologischem und ophthalmochirurgischem Instrumentarium nach dessen alkalischer Reinigung im MELAtherm 10 genutzt. Der Neutralisator beugt der Entstehung von Ablagerungen an Instrumenten und dem MELAtherm vor und optimiert durch seinen niedrigen Verbrauch bei hoher Reinigungsleistung die Wirtschaftlichkeit des Neutralisationsprozesses. Die hohe Materialverträglichkeit des Neutralisators auf Zitronensäurebasis führt zu bestmöglichen Reinigungsergebnissen. Die MEtherm Prozessmedien können problemlos mit der Standardeinstellung verwendet werden. Auch ein Wechsel auf diese ist unter Verwendung der Standardeinstellungen möglich. MEtherm

55 hat ab Herstellungsdatum eine Mindesthaltbarkeit von fünf Jahren.
Hinweis: Für den dentalen, ophthalmologischen und ophthalmochirurgischen Bereich geeignet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Neutralisationsmittel

Fachbereich: Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Passend für RDG: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell