



MELAG SCHLAUCHANSCHLUSS MIT AUßENGEWINDE

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200098

Hersteller: Melag

UVP: 48,00 €

Preis: 41,60 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Schlauchanschluss mit Außengewinde ist für die Benutzung im MELAtherm 10 konzipiert. Er verbindet Schläuche mit einem Innendurchmesser von sechs Millimetern mit der Injektorschiene, dem Einzelfiltergehäuse oder einem Zwei- oder Dreifachverteiler. Dazu wird er einfach an den benötigten Anschluss angeschraubt.

Damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist, muss der Schlauchanschluss immer belegt sein. Sollte der Anschluss gerade nicht benötigt werden, muss er durch eine Verschlusschraube ersetzt werden. Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende blaue Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 203145.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Silikon

Garantielaufzeit: 12 Monate

ELMA Elmasonic Med: 6669