



MELAG SCHLAUCHVERLÄNGERUNG MIT SCHRAUBANSCHLÜSSEN

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200100

Hersteller: Melag

UVP: 66,00 €

Preis: 57,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Schlauchverlängerung mit Schraubanschlüssen ist speziell konzipiert für die Nutzung mit der Injektorschiene im MELAtherm 10. Sie ermöglicht eine räumliche Verlegung von Anschlüssen der Injektorschiene, zum Beispiel wenn sehr lange Hohlkörper aufbereitet werden sollen, die nur liegend in einem Flexkorb Platz finden. Der 50 Zentimeter lange Schlauch besitzt je einen Schlauchanschluss mit Innen- und Außengewinde. Wird der Schlauch nicht genutzt, muss er abgenommen werden, da sich sonst Wasser im Schlauch ansammelt.

Hinweis: Der Schlauch kann auf die benötigte Länge zurechtgeschnitten werden. Vermeiden Sie unnötig lange Schläuche.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate