



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 (400V/230V) DENTAL-PAKET

mit der Bestückung für die dentale Praxis

Artikelnummer: 202608

Hersteller: Melag

UVP: 13.803,00 €

Preis: 11.360,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das MELAtherm 10 RDG von MELAG wurde unter anderem speziell für den Einsatz in der Zahnarztpraxis entwickelt. Durch die Vielzahl an erhältlichen Zubehörteilen, können Sie diesen Thermodesinfektor individuell und optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten. Mit den passenden Adaptern für Ihre Hand- und Winkelstücke, Turbinen und ZEG-Spitzen, erzielen Sie dauerhaft ein optimales Reinigungsergebnis.

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10- Basiskorb mit

Injektorschiene und Cleanfinity Filter- Halterung Universal Flex 2- Flexkorb 2- 3x MELAstore®-Tray 100- 1x Lesegerät- Injektorkorb Flex 1- Einsatzgestell für Gelenkinstrumente- Instrumentenkorb- Kleinteile-Behälter- 6x ZEG-Adapter- MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 55 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler- MELAflash CF Karte- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Kanisterhahn für 5 Liter- und 10 Liter-Kanister- Maulschlüssel für Injektorschiene- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler

Neben den Kosten- und Qualitätsvorteilen dokumentiert der MELAtherm 10 alle Chargendaten auf der mitgelieferten MELAflash-CF Card. Hierdurch lässt sich im Nachhinein eine Lückenlose Aufbereitung gegenüber Behörden dokumentieren. Die Aktive Trocknung am Ende des Programmlaufs passt sich der Beladungsmenge an und verkürzt so nach Möglichkeit die Zykluszeit und bietet optimalen Schutz für Ihre Instrumente.

Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400 V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit einer Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 finden Sie hier.

MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Spüldruck und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder bei der Bedienung werden somit vermieden. Die MELAtherm 10 im Dental-Paket enthält die Basisausstattung an Dental-Zubehör für einen optimalen Workflow. Über die Injektorschiene können bis zu 11 Hohlkörperinstrumente, wie beispielsweise Absaugkanülen oder dentale Hand- und Winkelstücke, aufbereitet werden.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Dental

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 18 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 40 Min. / 59 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 36 Min. / 53 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.