



## **MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION (400V/230V) HNO-AKTIONSPAKET**

mit der Bestückung für die HNO Praxis

Artikelnummer: 202235

Hersteller: Melag

UVP: 13.844,00 €

**Preis: 11.589,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution-  
Basiskorb mit Injektorschiene- Flexkorb 2- Flexkorb 3- Instrumentenkorb  
kompakt- Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 2- Aufsatz für Flexkorb mit  
Klammern- MELAflash CF Karte- MEtherm 51 Reiniger - MEtherm 56  
Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler- Kanisterhahn für 5 Liter- und 10  
Liter-Kanister- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25- Maulschlüssel  
für Injektorschiene- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter für  
Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler

Das MELAtherm 10 Evolution RDG von MELAG wurde unter anderem speziell für den Einsatz in der Hals-Nasen-Ohren-Praxis entwickelt. Mit den speziellen Einsätzen für Ohrtrichter und Nasenspekula können Sie je Zyklus bis zu 196 Ohrtrichter aufbereiten und so den Thermodesinfektor optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Die Injektorschienen bietet Ihnen in der Basisausstattung Platz für bis zu 11 Sauger (Hohlkörperinstrumente) und kann auf bis zu 33 Steckplätze erweitert werden. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Denn mit der neuen MELAconnect App können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am MELAtherm 10 Evolution. Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. Durch die Vielzahl an erhältlichen Zubehörteilen, können Sie den Thermodesinfektor individuell und optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 Evolution finden Sie hier. Der MELAtherm 10 Evolution Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: HNO

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.