



## **MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION (400V/230V) KFO-PAKET**

mit umfangreicher KfO-Ausstattung

Artikelnummer: 202558

Hersteller: Melag

UVP: 15.092,00 €

**Preis: 12.495,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution-Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter- 2x Flexkorb 2- 4x Einsatzgestell für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen´- Instrumentenkorb standard- MELAflash CF-Card- MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 55/56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler- Kanisterhahn für 5-Liter- und 10-Liter-Kanister- Vorratsbehälter für Klarspüler- Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Maulschlüssel für Injektorschiene- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9

Der MELAG Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution optimiert mit

modernster Technologie den Workflow in Ihrer KfO-Praxis und garantiert dauerhaft beste Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse. Die sichere Aufbereitung wird ergänzt von vermindertem Zeit- und Kostenaufwand im täglichen Praxisablauf, zusätzlich wird der Arbeitsschutz durch minimalen Instrumentenkontakt verbessert. Die Dokumentation findet zeitsparend und rechtssicher im Gerät integriert statt und minimiert so Fehlerquellen. Die lückenlose Dokumentation ermöglicht umfassende Reproduzierbarkeit. Wichtige semikritische Instrumente können direkt nach der maschinellen Aufbereitung im MELAtherm 10 Evolution wieder verwendet werden. MELAtherm 10 Evolution bietet perfekte Voraussetzungen für die Nutzung in KfO-Praxen. Das im Paket enthaltene Zubehörset stattet den Thermodesinfektor optimal aus, um zeitsparend viele Instrumente der täglichen Nutzung wie Handspiegel, Pinzetten, Ansätze für Pulverstrahl- und Zahnsteinentfernungsgeräte oder chirurgische Sauger zu reinigen. Die Injektorschiene bietet in der Basisversion Platz für bis zu 11 Hohlkörperinstrumente und kann auf bis zu 33 Steckplätze erweitert werden. Dadurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam sowie verringerte Kosten durch die schnelle Wiedereinsetzbarkeit der Instrumente.

Besondere Vorteile des MELAtherm 10 Evolution Thermodesinfektors sind das intuitive, große Smart-Touch-Display, das per Videofunktion hilfreiche Tutorials zum Arbeitsablauf anzeigen kann, die einfache und papierlose Chargenfreigabe über ProControl direkt an diesem Display und die sinnvolle AquaBoost-Technologie. Diese sorgt für doppelten Spüldruck und damit für 44% bessere Reinigungsergebnisse bei exakt gleichem Wasserverbrauch sowie für höhere Aufbereitungskapazitäten. MELAtherm 10 Evolution ist in den Stromvarianten 230V und 400V erhältlich - aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten ist die 400V-Variante aber zu empfehlen.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 Evolution finden Sie hier. In unserem KfO-Paket sind bereits wichtige Zubehörteile enthalten, die eine sinnvolle Beladung in Ihrer Praxis ermöglichen. So kann Ihr MELAtherm 10 Evolution angeschlossen und sofort in Benutzung genommen werden und Sie verlieren keine Zeit mit Ihrem neuen Thermodesinfektor. Der Basiskorb mit Injektorschiene inklusive Cleanfinity Filter sorgt für optimale Feinfiltration des Wassers und somit beste Reinigungsergebnisse. Die beiden Flexkörbe, die Einsatzgestelle für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen sowie der Instrumentenkorb bieten genügend Platz für viele Instrumente, um eine schnelle Wiederverfügbarkeit zu gewährleisten. Das vielfältige Zubehör für MELAtherm 10 Evolution ermöglicht aber auch viele weitere Möglichkeiten, die Beladung nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

---

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: KfO

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.