



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION (400V/230V) MEDICAL-AKTIONSPAKET

für Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Allgemeinmedizin

Artikelnummer: 202237

Hersteller: Melag

UVP: 13.999,00 €

Preis: 11.679,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution-
Basiskorb mit Injektorschiene- Flexkorb 6- Flexkorb 3- MELAflash CF Karte-
MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler-
Kanisterhahn für 5 Liter- und 10 Liter-Kanister- Abwasserschlauch mit
Schlauchschelle Ø 16-25/9- Maulschlüssel für Injektorschiene- Starterpaket
Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler
Das MELAtherm 10 Evolution RDG von MELAG wurde unter anderem speziell
für den Einsatz in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Dermatologie

und Allgemeinmedizin entwickelt. Mit den universell einsetzbaren Flexkörben und der Injektorschiene für den Anschluss von Hohlkörperinstrumenten können Sie den Thermodesinfektor optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Die Injektorschiene bietet Ihnen in der Basisausstattung Platz für bis zu 11 Hohlkörperinstrumente und kann auf bis zu 33 Steckplätze erweitert werden. Mit der Medical Ausstattung für die MELAtherm 10 lassen sich Instrumente für bis zu 40 Patienten in Rekordzeit aufbereiten. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am MELAtherm 10 Evolution.

Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. Dabei können Sie die praxisoptimierte Aufbereitungskammer mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 Evolution finden Sie hier. Der MELAtherm 10 Evolution Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Variante ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.