



## MELAG UMRÜSTSATZ INJEKTORSCHIENE MIT CLEANFINITY FILTER

für MELAtherm 10, inkl. Reinigungsbürste

Artikelnummer: 204212

Hersteller: Melag

UVP: 737,00 €

**Preis: 613,18 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Dieser Nachrüstsatz dient zum Nachrüsten der Basiskörbe mit Injektorschiene von MELAG für die Instrumentenaufbereitung im MELAtherm 10. Dieser Umrüstsatz ist mit dem Dauerfilter Cleanfinity ausgestattet. Der Cleanfinity Filter von MELAG ist die dauerhafte Filter-Lösung für die Injektorschiene im Basiskorb des MELAtherm 10.

Der reinigbare Zentralfilter dient der Feinfiltration bei der Instrumentenaufbereitung, die bei Hohlkörperinstrumenten mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,8 Millimetern erforderlich ist. Muss der Filter gereinigt werden, kann dies zuerst mit der mitgelieferten Reinigungsbürste erfolgen, kann der Filter aufbereitet werden und ist wieder einsetzbar. Der Cleanfinity Filter ist also ein dauerhafter Ersatz für den bisher regelmäßig zu ersetzenden Zentralfilter. Dadurch entstehen keine weiteren Folgekosten und die Anschaffung amortisiert sich bereits nach kurzer Nutzungsdauer. Die Injektorschiene bietet die Möglichkeit, unter dem Einsatz von Distanzhülsen bis zu neun Dreifachverteiler, Zweifachverteiler oder Universal-Adapter aufzunehmen und so in einem Reinigungszyklus viele Instrumente aufzunehmen.

Hinweis: Der Basiskorb ohne Injektorschiene kann nicht nachgerüstet werden.

Hinweis: Diese Injektorschiene ist nicht für den Einsatz in der Ophthalmologie zugelassen.

Hinweis: Der Austausch des Zentralfilters gegen den Cleanfinity Filter erfordert keine außerplanmäßige Validierung.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate