



MELAG VERSCHLUSS (WEIBLICH) FÜR LUER/ LUER-LOCK

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200095

Hersteller: Melag

UVP: 39,00 €

Preis: 33,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Verschluss (weiblich) für Luer / Luer-Lock ist ein Zubehörteil für die Instrumentenaufbereitung im MELAtherm 10. Er wird zum Verschließen eines Adapters für Luer-Lock (männlich) verwendet, beispielsweise bei Nichtverwendung des Adapters, um ein Absinken des Spüldrucks zu verhindern. Dazu wird der Verschluss einfach aufgeschraubt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Chirurgie;Orthopädie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate