



MELAG VORFILTER FÜR TROCKNUNGSGEBLÄSE

für MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 115255

Hersteller: Melag

Preis: 24,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Vorfilter passt zum Trocknungsgebläse des MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution. Das Gerät prüft während der Nutzung automatisch den Verstopfungsgrad des Filters und schaltet bei Überschreitung eine entsprechende Displaymeldung. Die Überschreitung des zulässigen Verstopfungsgrades kann zu einer Verschlechterung des Trocknungsergebnisses führen. Ist dies der Fall, kann der Vorfilter leicht selbst ausgetauscht werden und die volle Funktionsfähigkeit ist wieder gewährleistet. So werden wieder optimale Trocknungsergebnisse erreicht.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: blau

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Garantielaufzeit: 12 Monate