



## **NSK ADAPTER F FÜR MULTI STAND**

für ENDO-MATE TC2, DT und iSD900 Köpfe

Artikelnummer: 206126

Hersteller: NSK

**Preis: 5,20 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Dieser Adapter wird mit dem Multi Stand Instrumentenständer von NSK genutzt. Der Ständer dient der einfachen Aufbewahrung von hoch- und niedertourigen Instrumenten und Köpfen und ist bis 135°C autoklavierbar.

Der Adapter F ist für die Instrumentenaufnahme für ENDO-MATE TC2, DT und iSD900 Köpfe konzipiert und wird einfach auf den Instrumentenständer aufgeschraubt.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Adapter