



NSK ADAPTER KV FÜR MULTI STAND

für KaVo MULTIflex LUX

Artikelnummer: 206122

Hersteller: NSK

Preis: 5,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Adapter wird mit dem Multi Stand Instrumentenständer von NSK genutzt. Der Ständer dient der einfachen Aufbewahrung von hoch- und niedertourigen Instrumenten und Köpfen und ist bis 135°C autoklavierbar.

Der Adapter KV ist für die Instrumentenaufnahme für KaVo MULTIflex LUX konzipiert und wird einfach auf den Instrumentenständer aufgeschraubt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter