



NSK ADAPTER WH FÜR MULTI STAND

für W&H RotoQuick

Artikelnummer: 206124

Hersteller: NSK

Preis: 5,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Adapter wird mit dem Multi Stand Instrumentenständer von NSK genutzt. Der Ständer dient der einfachen Aufbewahrung von hoch- und niedertourigen Instrumenten und Köpfen und ist bis 135°C autoklavierbar.

Der Adapter WH ist für die Instrumentenaufnahme für W&H RotoQuick konzipiert und wird einfach auf den Instrumentenständer aufgeschraubt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter