



## DR. WEIGERT NACHSPÜLMITTEL NEODISHER® MEDIKLAR

zur Verkürzung der Trockenzeit

Artikelnummer: 201507

Hersteller: Dr. Weigert

**Preis: ab 46,17 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Nachspülmittel neodisher MediKlar von Dr. Weigert wird bei der maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten genutzt. Das Flüssigkonzentrat wird bei der Nachspülung von Medizinprodukten wie chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesieutensilien, Instrumentencontainern, flexiblen Endoskopen und Implantaten sowie Babyflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten eingesetzt.

Es bietet sehr gute Benetzungseigenschaften und sorgt damit für eine schnelle und streifenfreie Trocknung des Behandlungsgutes. Sterilgutverpackungen aus Papier/Folie werden durch den Kontakt mit Medizinprodukten, die mit neodisher MediKlar behandelt wurden, nicht negativ beeinflusst. Auch die Biokompatibilität der behandelten Instrumente wird bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht

beeinflusst. Zubehörteile von Anästhesie-Utensilien aus Polysulfon (PSU) sowie Polyphenylensulfon (PPSU) sollten jeweils auf ihre Eignung vorgeprüft werden, da sich herstellungsbedingt Spannungsrisse bilden können.

Besondere Vorteile bei der Anwendung sind die deutliche Verkürzung der Trocknungszeit und die damit einhergehende Reduzierung des Zeit- und Energiebedarfes bei der maschinellen Aufbereitung. neodisher MediKlar kann in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten in der Schlusspülung eingesetzt werden, die Dosierung richtet sich nach dem Spülgut und der Wasserqualität. Zur Vermeidung von Wasserflecken wird zur Verwendung von vollentsalztem Wasser geraten.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Klarspüler

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;HNO;Ophthalmologie;Gynäkologie;Ver

Passend für: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell