



DR. WEIGERT NEODISHER® DEKONTA AF/ 20 L-KANISTER

zur Reinigung von Bettgestellen und Transportwagen

Artikelnummer: 207932

Hersteller-EAN: 4029577142780

Hersteller: Dr. Weigert

UVP: 177,74 €

Preis: 152,31 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

neodisher Dekonta AF von Dr Weigert ist ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Bettgestellen und Transportwagen. Das Flüssigkonzentrat dient der kombinierten Reinigung und Desinfektion in Dekontaminationsanlagen von z.B. Bettgestellen, Instrumentencontainern, OP-Liegen, Transportwagen und OP-Schuhen oder von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Die Dosierung erfolgt über das maschineneigene Dosiergerät. Konzentration, Temperatur und Einwirkzeit sind vom Maschinentyp abhängig.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel

Aufbereitungsart: maschinell