



DR. WEIGERT REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL NEODISHER® SEPTO PLUS

Flüssigkonzentrat zur manuellen Aufbereitung

Artikelnummer: 202588

Hersteller: Dr. Weigert

Preis: ab 23,10 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Reinigungs- und Desinfektionsmittel neodisher Septo Plus wird bei der manuellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten verwendet. Das Flüssigkonzentrat wird hierbei zur manuellen Reinigung und Desinfektion dieser Instrumente inklusive flexibler Endoskope und Dentalinstrumente genutzt. Ebenso kann es für die desinfizierende Vorreinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- und Ultraschallbad z.B. vor der maschinellen Aufbereitung für einen optimalen Personenschutz eingesetzt werden. Die bakterizide und levurozide Wirksamkeit wurde nach VAH-Methoden und EN-Normen gutachterlich bestätigt, ebenso wie die begrenzt viruzide Wirksamkeit nach EN-Normen und RKI/DVV.

neodisher Septo Plus ist geeignet für Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Buntmetalle (Kupfer und Messing), Silikon, Kunststoffe, Hartplastik, Hartgummi und Keramik. Das Flüssigkonzentrat erreicht sehr gute Reinigungsleistung und ist nicht proteinfixierend, weist ausgezeichnete Materialverträglichkeit auf und hat einen angenehmen Geruch. Die Formulierung kommt ohne Parfüm, CMR-Desinfektionswirkstoffe und Amine aus. Das Konzentrat ist kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. neodisher Septo Plus wird in Tauch- und Ultraschallbädern angewandt, die Dosierung richtet sich hierbei nach der gewünschten Wirksamkeit der Lösung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel;Desinfektionsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für: Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell