



DR. WEIGERT REINIGUNGSMITTEL NEODISHER® LM 2, 10L-KANISTER

Flüssigkonzentrat

Artikelnummer: 201177

Hersteller-EAN: 4029577102975

Hersteller: Dr. Weigert

UVP: 154,17 €

Preis: 132,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das flüssige, mildalkalische Reinigungsmittel neodisher LM 2 von Dr. Weigert wird für die manuelle Reinigung von Laborglas, chirurgischen und Dentalinstrumenten (insbesondere Mikroinstrumenten) im Tauch- und Ultraschallbad in Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, medizinischen, industriellen und biologischen Laboren genutzt. Es kann ebenso für die Reinigung von Utensilien und Käfigen in der Tierhaltung und für Pipetten in Spezialspülmaschinen verwendet werden.

Der neodisher LM 2 enthält besonders schaumarme Tenside sowie verschiedene Reinigungsverstärker, die die Lösung besonders leicht abspülbar machen und störenden Schaum bei der Reinigung vermeiden. Dadurch kann das Flüssigkonzentrat auch zur Vorreinigung eingesetzt werden und Spülgut kann ohne Zwischenspülung in die Spülmaschine gegeben werden.

Das Reinigungsmittel entfernt zuverlässig organische Rückstände wie zum Beispiel verkrustete Blut- und Eiweißreste, Rückstände von Futter und Kot aus Tierkäfigen, anorganische Rückstände und Zahnzement. Übliche

Labor-Materialien wie Glas, Keramik, Edelstahl und Kunststoffe werden von der Reinigungslösung nicht angegriffen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich:

Labor;Pharma;Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG

Passend für: Reinigungswanne;Spezialspülmaschine

Aufbereitungsart: manuell