



DR. WEIGERT REINIGUNGSMITTEL NEODISHER® PM 5

zur manuellen Reinigung von Laborglas, 3 kg

Artikelnummer: 202583

Hersteller-EAN: 4029577102944

Hersteller: Dr. Weigert

UVP: 81,03 €

Preis: 69,44 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Reinigungsmittel neodisher PM 5 dient der manuellen Reinigung von Laborglas und chirurgischen Instrumenten in Krankenhäusern, medizinischen und biologischen Laboren sowie Laboratorien der Ernährungswirtschaft und Industrie. Der pulverförmige, mildalkalische Reiniger hat ein gutes selbsttätiges Reinigungsvermögen zur Entfernung von Blut und Eiweiß, Lebensmittelresten, anorganischen und organischen Rückständen. Die materialschonende Lösung ist sehr gut abspülbar und für alle Arten von Laborutensilien, auch für Leichtmetalle, verchromte und Buntmetallgeräte, Edelstahl und Spiegel geeignet.

Dank seiner Zusammensetzung ist neodisher PM 5 hautfreundlich, außerdem kann er bei allen Wasserhärten eingesetzt werden. Der Reiniger wird im Tauchbad eingesetzt und hier 0,5 - 2% dosiert. Die Dosierung, wie auch die Einwirkzeit, hängt hierbei von der Verschmutzung ab. Der Ansatz in warmen Lösungen ist reinigungsfördernd, für optimale Ergebnisse sollte der Reiniger gänzlich aufgelöst sein.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich:

Labor;Pharma;Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG

Passend für: Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell