



ELMA LAB CLEAN A25 LABOR-REINIGUNGSMITTEL

stark alkalisch, vielseitig einsetzbar

Artikelnummer: 206807

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 24,48 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Laborreiniger Elma Lab Clean A25 ist ein flüssiges, stark alkalisches, schaum-inhibiertes Reinigungskonzentrat zur Reinigung im Ultraschall- und Tauchbad und zur Spritzreinigung. Der Reiniger kann für alkalibeständige Reinigungsgüter und Medizinprodukte wie z.B. medizinische und Labor-Instrumente, Implantate u.a. aus Metall (einschließlich Titan), Glas, Keramik und Kunststoff genutzt werden. Der zuverlässige Reiniger entfernt Marker und Etiketten, Schliff-Fette, verharzte und teerartige Rückstände, Kalkseifenablagerungen (und verhindert deren Redeposition), Blut, Speichel, Protein-, Knochen- und Gewebereste, Fette, Öle, Schleif- und Poliermittel sowie Fingerabdrücke und Staub.

Hinweis: Nicht geeignet für Aluminium, Magnesium und

Leichtmetall-Legierungen sowie alkali-unbeständiges Glas. Anlaufgefahr bei Buntmetallen (Kupfer, Messing und andere Kupferlegierungen). Die Beständigkeit des Reinigungsgutes muss vor Anwendung geprüft werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich: Labor;Pharma

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät