



## EMAG REINIGUNGSKONZENTRAT-SET "WERKSTATT"

mit je 3x 100 oder 500 ml Inhalt

Artikelnummer: 206788

Hersteller: EMAG

**Preis: ab 13,37 € zzgl. MwSt.**

### Beschreibung:

Das Konzentrat-Set "Werkstatt" von EMAG statet Sie mit allen benötigten Reinigungskonzentrat für die zuverlässige Entfernung aller Verunreinigungen in Ihrer Werkstatt aus. Wählen Sie zwischen dem 100 ml-Set mit den Reinigungskonzentrat EM-700, EM-404 und EM-300 oder dem 500 ml-Set mit den Konzentrat EM-080, EM-404 und EM-300.

Das EM-700 Buntmetallreinigungskonzentrat entfernt Verunreinigungen auf Patronenhülsen, Leiterplatten, Platinen aus der Wartung, Schmuck, Uhren-Teilen und mehr und wirkt entoxydierend.

Das EM-404 Aluminium- und Druckgussreinigungskonzentrat entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Polier- und Verbrennungsrückstände auf Glas, Kunststoff, Leichtmetallen (Motorblöcke, Vergaser etc.) und Metallen.

Das EM-300 Metallreinigungskonzentrat entfernt nachhaltig sämtliche Verunreinigungen von Edelstahl, Edelmetallen, Fassungen, Hülsen, Kugellagern, Messing, Waffenteilen und mehr. Für Aluminium ist es nicht geeignet.

Das EM-700 entfernt Harzflussmittel auf bestückten, fehlbedruckten und unbestückten Platinen/Hybriden. Es reinigt Lötrahmen, ungelötete Lötpasten, Fette, Fingerabdrücke und Öle

Bei sachgemäßer Anwendung intensivieren die Konzentrate den Reinigungsvorgang und machen ihn schnell und materialschonend.

Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell