



EURONDA ENZYMATISCHER REINIGER EUROCLEAN 120

3 Liter, passend für EUROsafe 60

Artikelnummer: 200475

Hersteller: Euronda

UVP: 49,90 €

Preis: 43,66 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Euroclean 120 ist ein Flüssigreiniger zur schonenden und gründlichen Reinigung von dentalen und medizinischen Instrumenten im EUROsafe 60. Enzyme lösen Blut und andere organische Substanzen zuverlässig und gründlich von Zangen, Hand- und Winkelstücken oder anderen Hohlkörpern, ohne die Oberflächen anzugreifen. Die optimale Reinigungswirkung wird je nach Verschmutzungsgrad schon mit 2 - 6 ml Konzentrat pro Liter Wasser und in Spülprogrammen mit einer Temperatur von 40° - 65° Celsius erreicht. Das milde Reinigungskonzentrat erspart das Nachspülen mit Neutralisator. Der 3-Liter-Kanister kann platzsparend im Dosierfach des EUROsafe 60 untergebracht werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Passend für RDG: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell