



EURONDA REGENERIERSALZ FÜR EUROSAFE 60, 1 KG-BEUTEL

Spezialsalz für die Wasseraufbereitung

Artikelnummer: 200477

Hersteller: Euronda

UVP: 5,90 €

Preis: 5,16 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Regeneriersalz von Euronda ist für Thermodesinfektoren konzipiert und gewährleistet die Funktionstüchtigkeit der Wasseraufbereitung. Kalkablagerungen im Reinigungs- und Desinfektionsgerät werden vermieden und die Haltbarkeit Ihrer Instrumente und Ihres Euronda-Gerätes so verlängert. Das Salz wird gemäß der Anleitung Ihres Gerätes in den Salzbehälter eingefüllt. Dieser Vorgang ist leicht und schnell selbst durchzuführen. Hinweis: Euronda Regeneriersalz ist ein Spezialsalz für die professionelle Anwendung und nicht zum Verzehr geeignet. Nur mit Geräten der Marke Euronda verwenden.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Salz

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für RDG: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell