



ZITRONENSÄURE (E330) ZUR ENTKALKUNG

500 g, Pharmaqualität

Artikelnummer: 206327

Hersteller: Melag

UVP: 27,00 €

Preis: 21,03 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieses Zitronensäure-Pulver wird zur Entkalkung der Thermodesinfektoren MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution im Rahmen der Wartung oder für Autoklaven mit Wasserringpumpe nach Bedarf genutzt. Die Säure wirkt nicht nur durch ihre saure Wirkung zuverlässig kalklösend, sondern auch durch die Bildung eines Calcium-Komplexes. Die konzentrierte Säure sollte je nach Verschmutzungsgrad und Material verdünnt werden, um keine Schäden zu verursachen, sowie kalt angewendet werden, da es bei höheren Temperaturen zu Ablagerungen von Calciumcitrat kommen kann, die feine Rohrleitungen oder Ventile verstopfen. Zum Eigenschutz sollte während der Nutzung von Zitronensäure Schutzausrüstung getragen werden, dazu gehören Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Lagerung zwischen +5°C und +30°C.

Gefährlichkeitsmerkmal: reizend.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP