



REGENERIERSALZ FÜR MELAG MELATHERM 10 THERMODESINFEKTOR

2 Kilogramm, grobe Körnung

Artikelnummer: 200533

UVP: 5,55 €

Preis: 4,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Spezialsalz für den Gebrauch im MELAtherm 10. Die grobe Körnung ermöglicht eine optimale Löslichkeit, die Maschine wird vor Kalkablagerungen geschützt und der Reiniger kann effektiv wirken. Eine Packung enthält 2 Kilogramm Regeneriersalz.

Der Hersteller des Salzes kann abweichen. Versendet werden unter anderem die Marken Broxal / Clamat / Axal. Die Qualität des Salzes ist hierbei stets gleichwertig.

Hinweis: Nach jedem Einfüllen von Regeneriersalz sollte ein kurzes Abspülprogramm gestartet werden, um eventuelle Salzreste aus der Waschkammer zu entfernen

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Salz

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für RDG: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell