



## **ELMA ADAPTER LUER-LOCK WEIBLICH - WEIBLICH**

für Elmasteam

Artikelnummer: 200946

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 25,50 €

**Preis: 24,48 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Adapter Luer-Lock wird mit den Dampfreinigungsgeräten von Elma genutzt, um die Bedienung ganz den Praxisbedürfnissen anzupassen. Über den Adapter (weiblich – weiblich) können Instrumente mit Luer-Lock-Anschluss direkt an das Handstück des Gerätes angeschlossen werden und so mit vollem Dampf- und Druckvolumen gereinigt werden. Das sorgt für eine effektive, schnelle Reinigung und spart Zeit und Aufwand.

Hinweis: Dieser Adapter ist auch im achteiligen "Adapterset Medizin" von Elma erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Adapter

Farbe: silber

Passend für: Elmasteam 8 med;Elmasteam 8

Material: Edelstahl