



ELMA KATHETERANSATZ MITTEL

für Elmasteam

Artikelnummer: 200944

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 40,00 €

Preis: 39,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Katheteransatz wird mit dem Handstück des Dampfreinigungsgerätes von Elma genutzt, um schwer zugängliche Stellen besser zu erreichen und somit zuverlässiger reinigen zu können. An den Katheteransatz können Katheter von 2,5 bis 6,5 Millimetern Durchmesser angeschlossen werden, diese werden durch Druck und Dampf effektiv gereinigt.

Hinweis: Dieser Adapter ist auch im achteiligen "Adapterset Medizin" von Elma erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Aufsatz für Reinigungspistole

Abmessungen Tx Bx H: D 2,5 - 6,5 mm

Farbe: silber

Passend für: Elmasteam 8 med;Elmasteam 8

Material: Edelstahl