



## **ELMA SCHLAUCHVERBINDER, GROß**

für Elmasteam

Artikelnummer: 200945

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 31,50 €

**Preis: 30,71 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der große Schlauchverbinder wird mit den Dampfreinigungsgeräten von Elma genutzt, um Schläuche anzuschließen und diese zuverlässig zu reinigen. Der Schlauchverbinder hat einen Durchmesser von 3,5 Millimetern, die daran angeschlossenen Schläuche werden mit Dampf und Druck effektiv und schnell von innen gereinigt. Feine, schwer zu reinigende Schläuche sind so hygienisch sauber und schnell wieder einsatzfähig.

Hinweis: Dieser Adapter ist auch im achteiligen "Adapterset Medizin" von Elma erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: D 3,5 mm

Farbe: silber

Passend für: Elmasteam 8 med;Elmasteam 8

Material: Edelstahl