



HEGA DINA REINIGUNGSPISTOLE

mit Spitze und Tülle

Artikelnummer: 207007

Hersteller: HEGA-Medical

UVP: 175,60 €

Preis: 140,48 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Reinigungspistole Dina von HEGA bietet Ihnen variable Möglichkeiten zur zuverlässigen Reinigung Ihrer Instrumente. Sie können den Druck individuell dosieren, unabhängig davon, ob Sie mit Wasser reinigen oder mit Luft trocken blasen. Die Aufbewahrung ist dank des genormten Haltekonus im Tisch- und Wandhalter möglich. Mit verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre Reinigungspistole dem jeweiligen Bedarf problemlos anpassen. Sie sind zusätzlich in unserem Sortiment erhältlich. Diese Reinigungspistole ist praxissicher konzipiert und geprüft. Die Dina Reinigungspistole ist mit unterschiedlichen Anschlüssen verfügbar. Sie können außerdem zwischen

einem Schlauch aus Edelstahl oder PVC-Gewebe in verschiedenen Längen wählen. Die Auswahl finden Sie über dem Preis.Hinweis: Lieferung ohne Schlauch und Zubehör. Diese sind separat erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungspistole