



## **HEGA TISCHDURCHFÜHRUNG**

für alle HEGA Reinigungs- und Waschpistolen

Artikelnummer: 207013

Hersteller: HEGA-Medical

UVP: 73,20 €

**Preis: 58,56 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Tischdurchführung kann mit allen HEGA Reinigungs- und Waschpistolen verwendet werden.

Sie wird mit Kontermutter (SW42) und Dichtring geliefert. Geeignet für eine Tischbohrung mit 34 - 40 mm Durchmesser und einer Tischdicke bis 50 mm.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör