



MELAG SPRÜHPISTOLE MELAJET

zum Spülen von Instrumenten und zur Entnahme von Aquadem

Artikelnummer: 200190

Hersteller: Melag

UVP: 155,00 €

Preis: 135,63 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Nach der manuellen Desinfektion und Reinigung von Instrumenten – vor der maschinellen Aufbereitung oder Sterilisation – wird eine gründliche Spülung mit demineralisiertem Wasser empfohlen. Die Sprühpistole MELAJet von MELAG ermöglicht die komfortable Entnahme von demineralisiertem Wasser und ist direkt anschließbar an MELAdem 40 und MELAdem 53. Das demineralisierte Wasser kann direkt zur Durchspülung von Hohlkörperinstrumenten oder andere Zwecke genutzt werden. An die Sprühpistole können über das modulare Spritzrohr auch Adapter für Luer sowie Luer-Lock oder Schlauchanschlüsse angeschlossen werden. An der Sprühdüse kann ein Punkt- oder ein Flächenstrahl eingestellt werden, die Durchflussmenge im Punktstrahl beträgt bei 3 bar max. 0,9 Liter/Minute, der Wasserdruck (min./max.) 2 bis 10 bar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungspistole

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: schwarz

Passend für System: MELAdem 40;MELAdem 47;MELAdem 55;MELAdem 55C;Ionenaustauscher-Patrone

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate