



NSK MULTI STAND KOMPLETT

Instrumentenständer zur Aufbewahrung von Hand- und Winkelstücken

Artikelnummer: 206118

Hersteller: NSK

UVP: 91,00 €

Preis: 78,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Multi Stand Instrumentenständer von NSK ermöglicht die einfache Aufbewahrung von hoch- und niedertourigen NSK-Instrumenten und -Köpfen. Der Ständer ist bis 135°C autoklavierbar und so auch hygienisch reinigbar. Mit dem Multi Stand sorgen Sie für Ordnung in der Praxis, schützen Ihre Instrumente und haben diese schnell griffbereit.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör