



RFQ REINIGUNGSPISTOLEN-SET "BASIC"; FÜR DRUCKLUFT

autoklavierbar bis 134°C

Artikelnummer: 207119

Hersteller: RfQ

Preis: ab 549,72 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Reinigungspistole "HighTech" von RFQ dient dem Ausblasen von verschmutzten Medizinprodukten mit medizinischer Druckluft bis 0,5 Mpa (=5bar) zur Aufbereitung im reinen und unreinen Bereich. Die Pistole ist zerlegbar und dadurch sterilisierbar, was sie für die Verwendung im OP-Bereich qualifiziert. Die Pistole ist bis 134°C autoklavierbar und RDG-tauglich. Diese Reinigungspistole ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 nach MDR.

Hinweis: Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, Rücknahme oder Umtausch sind daher ausgeschlossen.

Hinweis: Voraussetzung für die einwandfreie Funktion ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungspistole

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Edelstahl

Validierbarkeit: validierbar