




SCICAN STATMATIC SMART TYP 2 REINIGUNGS- UND PFLEGESYSTEM

für dentale Instrumente

Artikelnummer: 200934

Hersteller: SciCan

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Im Praxisalltag sind elektrische und luftbetriebene Handstücke aufgrund ihrer häufigen Verwendung und der hohen Drehgeschwindigkeit extremen Belastungen ausgesetzt. Daher ist eine gründliche Reinigung und Pflege dieser Instrumente und ihrer vielen kleinen Komponenten äußerst wichtig. Das automatische Reinigungs- und Pflegegerät STATMATIC smart wurde speziell entwickelt, um dem komplexen Aufbau moderner Handstücke und Turbinen gerecht zu werden.

Das Gerät ist über das optimal aufgeteilte Display sehr komfortabel und intuitiv zu bedienen, hier werden aktuelle Programminformationen angezeigt. Die vier verschiedenen Reinigungs- und Pflegeprogramme bieten Ihnen volle Flexibilität und können den jeweiligen Ansprüchen von Praxen und Instrumenten

angepasst werden. Die Programme sind wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonen die Instrumente. Während dem Programmdurchlauf werden Verschmutzungen und Keime effizient aus den Spraywasser- und Sprayluftkanälen, sowie anderen Hohlräumen entfernt. Im Standard-Programm dauert der Reinigungs- und Pflegeprozess pro Instrument nur ca. drei Minuten. Bei den automatischen Prozessen werden Reiniger und Öl exakt und sparsam dosiert – die Instrumente werden optimal gepflegt, ihre Haltbarkeit wird verlängert und gleichzeitig werden Dosierfehler und Kosten reduziert. Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufgezeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden.

Hinweis: Der STATMATIC smart wurde für die Aufbereitung von drei Instrumenten entwickelt und ist drei verschiedenen Versionen – mit ein, zwei oder drei fixen motorisierten Winkelstückadaptern – verfügbar. Typ 2 besitzt zwei feste, motorisierte INTRAmaticAdapter und eine Station für einen Turbinenadapter. Die Typen 1 und 3 bieten wir auf Anfrage auch gerne an. Hinweis: Für den Betrieb ist eine Druckluftversorgung erforderlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Pflegegerät

Abmessungen Tx Bx H: 34 cm x 30 cm x 28 cm

Fachbereich: Dental

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Farbe: weiß

Gewicht: 7,3 kg

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Dokumentation: USB

Beladungsmenge: 2 Handstücke

Druck: 4,5-6 bar