



## REITEL STEAMY MINI DAMPFSTRAHLGERÄT

leistungsstarker und kompakter Dampfstrahler, 3,5L, Stand alone

Artikelnummer: 204350

Hersteller: Reitel

UVP: 1.450,00 €

**Preis: 1.127,78 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Dampfstrahler Steamy mini ist ein kompakter, aber leistungsstarker Dampfreiniger mit 3,5-Liter-Tank und perfekt geeignet für kleine Labore. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich, die Bedienung kann einhändig erfolgen und die manuelle Befüllung ist einfach durchzuführen. Da kein Wasseranschluss benötigt wird, kann der Steamy mini flexibel im Dentallabor platziert werden. Die im Tank integrierte Heizung gewährleistet einen schnellen Druckaufbau. Die Reinigung über die isolierte, ergonomisch geformte Dampfpistole findet über Dampf in einer Feuchtigkeitsstufe statt und entfernt zuverlässig Verschmutzungen und Verklebungen, ganz ohne chemische Zusätze. Für die Dampfpistole sind verschiedene passende Bürsten-Aufsätze zur Außen- und Innenreinigung erhältlich. Der Kesseldruck ist bequem über einen Regler einstellbar und kann so den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. Als Zubehör für den Steamy mini empfehlen wir eine Abdampfschale, die entstehende Verunreinigungen auffängt und so für hygienische Arbeitsbedingungen sorgt.

Hinweis: Dieser Dampfstrahler ist auch Medizinprodukt nach MDR verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse, um ein entsprechendes Angebot zu

erhalten.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Dampfstrahlgerät

Abmessungen Tx Bx H: 33 cm x 33 cm x 28 cm

Fachbereich: Dental;Labor

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 1200 W

Farbe: silber

Gewicht: 8 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Volumen Wassertank: 3,5 Liter

Temperatur: 150°C

Druck: 4,5 bar