



## REITEL SUPERSTEAM DAMPFSTRAHLGERÄT

für langfristige und starke Frequentierung, 5L, Stand alone

Artikelnummer: 204351

Hersteller: Reitel

**Preis: 2.461,40 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Dampfstrahlergerät Supersteam von REITEL ist speziell für hohe Ansprüche im Arbeitsalltag ausgelegt und daher besonders für starke Frequentierung geeignet. Der große, einfach manuell befüllbare 5-Liter-Tank ist optimal geeignet für eine langfristige Nutzung.

Die ergonomisch geformte Dampfpistole entfernt Verunreinigungen durch 160°C sowie 6 Bar Druck. Zusätzlich sind hierfür passende Bürsten- und Dampfstrahlaufsätze erhältlich.

Je nach Bedarf kann bei der Reinigung zwischen Nass- und Trockendampf sowie Druckluft- und Ausbrühfunktion gewählt werden. Der Dampfdruck, die -menge und -feuchte sind zusätzlich individuell stufenlos regulierbar. Die Kesseldruckanzeige ist eine sinnvolle Ergänzung bei der Bedienung.

Als Ergänzung für eine saubere Arbeitsumgebung empfehlen wir das Biosteam Center, das den Dampf automatisch einsaugt und Schmutz im integrierten Filter bindet.

Hinweis: Dieses Gerät ist mit einer Druckluftfunktion ausgestattet und besonders für die Trocknung von Hohlkörperinstrumenten des ophthalmologischen und dentalen Bereichs zu empfehlen.

Hinweis: Dieser Dampfstrahler ist auch Medizinprodukt nach MDR verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse, um ein entsprechendes Angebot zu erhalten.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Dampfstrahlgerät

Abmessungen Tx Bx H: 35 cm x 30 cm x 42 cm

Fachbereich: Dental;Labor

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 2200 W

Farbe: silber

Gewicht: 14 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Volumen Wassertank: 5 Liter

Temperatur: 160°C

Druck: 6 bar