



BELIMED REINIGUNGS- U. DESINFEKTIONSGERÄT WD 425 RDG-E

für bis zu 3 flexible Endoskope

Artikelnummer: 202987

Hersteller: Belimed

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät WD 425 kann gleichzeitig bis zu drei flexible Endoskope aufbereiten; das ist echte Höchstleistung. Das Gerät erfüllt normkonforme chemische und thermische Desinfektionsprozesse. Dieses Talent erlaubt Ihnen alle Arten von medizinischem Instrumentarium in einem RDG aufzubereiten. Endoskope können zeitsparend außerhalb der Maschine beladen werden - das dient auch der Arbeitsplatzergonomie. Der Einsatz von hochwertem Edelstahl und die Sicherheitslastüre sorgen für Langlebigkeit Ihrer Maschine und Transparenz der Reinigungsprozesse.

Leistung pro Charge:

- 3 x flexible Endoskope
- 8 x chirurgische Instrumente (DIN Siebe)
- 2 x MIC-Instrumente (Sets)
- 3 x AN-Material (Sets)

Highlights:

- EN ISO 15883-1,-2,-4 konforme Prozesse zertifiziert durch HygCen GmbH- Überwachung und Dokumentation aller Prozessparameter- Glutaraldehyd und Peressigsäure kompatibel- 3 flexible Endoskope oder 8 DIN-Instrumentensiebe pro Charge- Aufbereitung aller Endoskophersteller- Dreifache Endoskop Leckageprüfung- Vielfältiges Beladungsträger Sortiment- Unterbaufähiges Gerät- Sockelvariante für ergonomische Bedienung- Kammerbeleuchtung

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor

Abmessungen Tx Bx H: 70 cm x 90 cm x 86 cm

Innenmaße: 55 cm x 58 cm x 63,5 cm

Fachbereich: Chirurgie;Urologie

Stromversorgung: 400 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: silber

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel;RS 485

Dokumentation: integriert

Kammervolumen: 210 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

VE-Wasseranschluss: vorhanden