



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 (400V/230V) MEDICAL-AKTIONSPAKET

für Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Allgemeinmedizin

Artikelnummer: 202611

Hersteller: Melag

UVP: 11.999,00 €

Preis: 9.970,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10- Basiskorb mit Injektorschiene- Flexkorb 6- Flexkorb 3- MELAflash CF Karte- MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Kanisterhahn für 5 Liter- und 10 Liter-Kanister- Maulschlüssel für Injektorschiene- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler
Das MELAtherm 10 RDG von MELAG wurde unter anderem speziell für den Einsatz in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Dermatologie und

Allgemeinmedizin entwickelt. Mit den universell einsetzbaren Flexkörben und der Injektorschiene für den Anschluss von Hohlkörperinstrumenten können Sie den den Thermodesinfektor optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Die Injektorschiene bietet Ihnen in der Basisausstattung Platz für bis zu 11 Hohlkörperinstrumente und kann auf bis zu 33 Steckplätze erweitert werden. Mit der Medical Ausstattung für die MELAtherm 10 lassen sich Instrumente für bis zu 40 Patienten in Rekordzeit aufbereiten. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten. Neben den Kosten- und Qualitätsvorteilen dokumentiert der MELAtherm 10 alle Chargendaten auf der mitgelieferten MELAflash-CF Card. Hierdurch lässt sich im Nachhinein eine Lückenlose Aufbereitung gegenüber Behörden dokumentieren. Die Aktive Trocknung am Ende des Programmlaufs passt sich der Beladungsmenge an und verkürzt so nach Möglichkeit die Zykluszeit und bietet optimalen Schutz für Ihre Instrumente. Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Variante ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit einer Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 finden Sie hier. MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Spüldruck und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder bei der Bedienung werden somit vermieden. Die MELAtherm 10 im Medical-Paket enthält die Basisausstattung an HNO-Zubehör für einen optimalen Workflow. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwirkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 18 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 40 Min. / 59 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 36 Min. / 53 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.