



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION (400V/230V) DENTAL-PAKET

mit der Bestückung für die dentale Praxis

Artikelnummer: 201937

Hersteller: Melag

UVP: 16.021,00 €

Preis: 13.060,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das MELAtherm 10 Evolution RDG von MELAG wurde unter anderem speziell für den Einsatz in der Zahnarztpraxis entwickelt. Durch die Vielzahl an erhältlichen Zubehöerteilen, können Sie den Thermodesinfektor individuell und optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten. Mit den passenden Adaptern für Ihre Hand- und Winkelstücke, Turbinen und ZEG-Spitzen, erzielen Sie dauerhaft ein optimales Reinigungsergebnis.

Im Starter-Set enthalten:- Melatherm 10 Evolution (400V/230V bei Bestellung

wählbar)- Adapter für ZEG-Spitzen M3,0 x 0,35 mm | MELAG- Basiskorb mit
Injektorschiene und Cleanfinityfilter- Halterung Universal Flex 2- 3x
MELAstore®-Tray- Flexkorb 2- Einsatzgestell für Abdrucklöffel, Scheren,
Klemmen etc.- Instrumentenkorb >standard

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Dental

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.