



## **MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION (400V/230V) PODOLOGIE-PAKET**

zur Aufbereitung von Zangen und Fräser-Sets

Artikelnummer: 202544

Hersteller: Melag

UVP: 13.968,00 €

**Preis: 11.639,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution-  
MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler-  
Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Kanisterhahn für 5-Liter-  
und 10-Liter-Kanister- Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz-  
Vorratsbehälter für Klarspüler- MELAflash CF-Card- Basiskorb- Flexkorb 2 -  
Flexkorb 3- Kleinteilebehälter- Instrumentenkorb kompakt- Einsatzgestell für  
Scheren

Das MELAtherm 10 Evolution RDG von MELAG ist bestens geeignet für den

Einsatz in der Podologie-Praxis. Mit dem von Steri-Shop erstellten Zubehörpaket reinigen Sie Ihre täglich anfallenden Instrumente schnell und effizient. Die Ausstattungsvariante "Podologie" ist speziell für die Aufbereitung von Pinzetten, Zangen, Fräsern, Feilen, Scheren, Skalpellhalter und Sparten optimiert. Durch die Vielzahl an weiteren erhältlichen Zubehörteilen, können Sie den Thermodesinfektor noch individueller für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am Gerät.

Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. Dabei können Sie die praxisoptimierte Aufbereitungskammer mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung.

Mehr Informationen zum MELAG MELAtherm 10 Evolution finden Sie hier. Der MELAtherm 10 Evolution Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Podologie

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.