



## **MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION AUSTAUSCHPAKET - FRÜHJAHRESAKTION**

inkl. CF-Card und MEtherm Starter-Set. Jetzt Sonderrabatt sichern!

Artikelnummer: 208011

Hersteller: Melag

UVP: 12.188,00 €

**Preis: 9.499,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Aus alt mach neu! Ihr Thermodesinfektor ist bereits in die Jahre gekommen und Sie benötigen ein zuverlässiges Neuprodukt? Dann kaufen Sie jetzt den MELAtherm 10 Evolution zum Sonderpreis! Sie haben Anspruch auf den Rabatt, wenn Sie uns die Seriennummer Ihres Altgeräts nennen. Die Marke ist dabei nicht relevant. Die Aktion ist gültig bis einschließlich 30.06.2024. Die MELAG Thermodesinfektoren der Evolution-Serie überzeugen durch höchste Leistung und Komfort. Neben den bewährten MELAtherm 10 Produkt-Highlights, wie aktive Trocknung, integrierte Prozessmedienaufnahme und Dokumentation, verfügt MELAtherm 10 Evolution über neue Innovationen

für eine noch effizientere Instrumenten-Aufbereitung.

MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Denn mit der neuen MELAconnect App können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am MELAtherm 10 Evolution. Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. 23 Winkelstücke sowie Instrumente für bis zu 40 Patienten in 60 Minuten, das geht nur mit AquaBoost. Dabei können Sie die praxisoptimierte Aufbereitungskammer mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung.

Durch die Vielzahl an erhältlichen Zubehöerteilen, können Sie den Thermodesinfektor individuell und optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie am Austauschpaket mit der 230V-Variante interessiert sind. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit der Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank, sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweise:- Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.- Dieses Paket wird mit dem MEtherm Produkt-Set P angeboten, welches für den gynäkologischen, chirurgischen sowie HNO-Bereich geeignet ist. Für den dentalen, ophthalmologischen und ophthalmochirurgischen Bereich empfiehlt sich das MEtherm Produkt-Set C. Bitte lassen Sie uns wissen, falls Sie letzteres im Austauschpaket erwerben möchten.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Stromversorgung: 230 V;400 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Gewicht: 80 kg

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.