



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 OPHTHALMOLOGIE 3MACH PAKET

mit der Bestückung für den ophthalmologischen Bereich

Artikelnummer: 202639

Hersteller: 3mach

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10- Standard
Ophtalmology-Maschinenkorb 24 Anschlüsse (vorbereitet für 6 x 3mach®
Ophtalmo-Tray-M)- Ophtalmo-Tray-M (Einfachkorbsystem für ca. 12 Inst./pro
Tray)- Zusatzkorbsystem für IVOM`S- Bakterienfilter- 2 x
Ionenaustauscherpatrone inkl. Anschlussmaterial- MELAflash CF Karte-
MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 55 / 56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler-
Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Kanisterhahn für 5 Liter-
und 10 Liter-Kanister- Maulschlüssel für Injektorschiene- Starterpaket
Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler
Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät MELAtherm 10 von MELAG im

Ophthalmo-Paket ist Ihr Begleiter für die maschinelle Vorreinigung im augenärztlichen Bereich. Mit den einzigartigen und qualitativ hochwertigen Bestückungselementen der Firma 3mach®, ist es möglich die speziellen Anforderungen in Ihrem Fachbereich normgerecht zu erfüllen. Ermöglichen Sie die optimale Aufbereitung Ihrer Phako-Instrumente und -Zubehör, sowie weitere Instrumente für Ihre Eingriffe im Thermodesinfektor vom Weltmarktführer. Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400 V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit einer Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum. MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Spüldruck und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder bei der Bedienung werden somit vermieden. Die MELAtherm 10 im Ophthalmo-Paket enthält die Basisausstattung an Ophthalmologie-Zubehör für einen optimalen Workflow. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Ophthalmologie

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 88 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 18 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 40 Min. / 59 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 36 Min. / 53 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.