



## TUTTNAUER THERMODESINFEKTOR TIVA2 TISCHGERÄT

mit 65 Litern Kammervolumen, inkl. umfangreichem Zubehör

Artikelnummer: 206350

Hersteller: Tuttnauer

UVP: 6.380,00 €

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor TIVA2 Tischgerät-  
Demi-Wasseranschluss- Enthärter- 2. Dosierpumpe mit Durchflussmesser  
Der Thermodesinfektor TIVA2 von Tuttnauer bietet bei einer kompakten  
Gerätegröße ein Kammervolumen von 65 Litern. Das nach den Normen  
EN-ISO 15883-1/2 und 5 konstruierte Gerät ist mit einer Klapptür aus Glas  
ausgestattet, die über ein automatisches Verriegelungssystem sowie eine  
Druckknopfentriegelung über die Steuertastatur verfügt. Der Thermodesinfektor  
startet nach dem Beladen mit dem Programmstart einen kompletten Zyklus aus  
Reinigung und Desinfektion (90° für fünf Minuten, einstellbar) sowie Trocknung.  
Das Tischgerät TIVA2 kann auf einer Arbeitsplatte installiert werden und verfügt

über einen kleinen 0,5-Liter-Tank mit interner Pegelsteuerung. Der Thermodesinfektor ist mit einem System gefilterter Luft ausgestattet, die elektrisch erwärmt und in die Waschkammer sowie das Innere der hohlen Instrumente gedrückt wird, um so eine optimale Reinigung, Desinfektion und Trocknung zu gewährleisten. Das grafische LCD-Display erlaubt eine einfache und intuitive Bedienung und Programmauswahl. Die beiden USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss an ein Praxisnetzwerk und somit eine langfristig sichere Prozessdokumentation.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor

Abmessungen Tx Bx H: 52 cm x 59,5 cm x 60 cm

Innenmaße: 41,5 cm x 42,8 cm x 37 cm

Fachbereich: Dental

Stromversorgung: 230 V

Farbe: silber

Gewicht: 65 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Wartungsintervall: 12 Monate

Kammervolumen: 65 Liter