



TUTTNAUER THERMODESINFEKTOR TIVA2-H STARTERPAKET

mit 65 Litern Kammervolumen, inkl. umfangreichem Zubehör

Artikelnummer: 206351

Hersteller: Tuttnauer

UVP: 6.960,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor TIVA2-H Standgerät- Enthärter- Demi-Wasseranschluss- 2. Dosierpumpe mit Durchflussmesser und Sonde- Standard-Korb- Einsatz für 8 Trays oder Kassetten- Einsatz für vertikale Instrumente- Indikatorhalterung mit 20x WashCheck- Dr. Weigert Prozessmedien Starter-Set

Der Thermodesinfektor TIVA2-H von Tuttnauer bietet bei einer kompakten Gerätegröße ein Kammervolumen von 65 Litern. Das nach den Normen EN-ISO 15883-1/2 und 5 konstruierte Gerät ist mit einer Klapptür aus Glas ausgestattet, die über ein automatisches Verriegelungssystem sowie eine Druckknopfentriegelung über die Steuertastatur verfügt. Der Thermodesinfektor

startet nach dem Beladen mit dem Programmstart einen kompletten Zyklus aus Reinigung und Desinfektion (90° für fünf Minuten, einstellbar) sowie Trocknung. Das Standgerät TIVA2-H ist für die Installation auf dem Boden konzipiert und wird meist unter der Arbeitsplatte installiert. TIVA2-H bietet in seinem geräumigen Sockel Platz für befüllte Reinigungsmittel tanks, die keiner ständigen Nachfüllung bedürfen.

Der Thermodesinfektor ist mit einem System gefilterter Luft ausgestattet, die elektrisch erwärmt und in die Waschkammer sowie das Innere der hohlen Instrumente gedrückt wird, um so eine optimale Reinigung, Desinfektion und Trocknung zu gewährleisten. Das grafische LCD-Display erlaubt eine einfache und intuitive Bedienung und Programmauswahl. Die beiden USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss an ein Praxisnetzwerk und somit eine langfristig sichere Prozessdokumentation.

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 52 cm x 59,5 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 41,5 cm x 42,8 cm x 37 cm

Fachbereich: Dental

Stromversorgung: 230 V

Farbe: silber

Gewicht: 75 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Wartungsintervall: 12 Monate

Kammervolumen: 65 Liter